

**Derma Roller PROFESJONAL tytanowe 192 igły 1,5 SYISS**

**Cena :**  
~~55,00-zł~~  
**49,00 zł**

Stan magazynowy : **bardzo wysoki**  
Średnia ocena : **brak recenzji**



**SYIS**  
Suomi

**ZWALCZ JEDNYM urządzeniem: rozstępy, blizny, zmarszczki, cellulit**  
Osiągnij w domu efekty jak po wizycie w salonie kosmetycznym!!!! Tak to możliwe!!! Zabieg :  
**MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA**  
( w salonie koszt 1 zabiegu wynosi 200-250zł)  
W salonie do zabiegu wykorzystuje się przyrząd: Derma Roller.  
Identyczny zabieg teraz zrobisz sama w domu!! Wystarczy że kupisz nasz Derma Roller !!



**SYIS**  
Suomi

**DERMA ROLLER firmy Syis**

**Ilość igieł : 192**

**Dł. igieł 1,5mm**

**Tworzywo igieł: TYTAN**

# derma roller używany w salonach kosmetycznych

## Co to jest Derma Roller???

Derma Roller to urządzenie do wykonywania mezoterapii mikroigłowej. Jest to wałek pokryty bardzo dużą ilością mikroskopijnych igieł wykonanych z najwyższej jakości tytanu. Jest to urządzenie bezpieczne i sterylne, bez obaw może być używane w domu jak i w gabinetach kosmetycznych. Derma Roller jest najlepszą alternatywą do inwazyjnych drogich zabiegów chirurgii plastycznej i laseroterapii.

## Jak działa Derma Roller ??

Wykonując zabieg poprzez masowanie i jednoczesne nakłuwanie skóry dermaroller pobudza wytwarzanie kolagenu i elastyny, co odmładza skórę, poprawia nawilżenie i stymuluje naturalne procesy leczenia skóry. A powstałe mikrouszkodzenia w skórze dodatkowo pozwalają na lepszą penetrację preparatów odżywczych do skóry właściwej. Czyli rollowanie tym urządzeniem powoduje powstawanie na skórze mikrokanalików, dzięki którym kremy i inne kosmetyki łatwiej się wchłaniają i ich działanie jest o wiele bardziej efektywne. Nakładany preparat wchodzi głęboko w głąb w skórę. Tak to naprawdę działa!!

Derma Roller doskonale więc sprawdza się przy leczeniu blizn pooperacyjnych, jak również zmarszczek, rozstępów, cellulitu i przebarwień skórnych. Wystarczy wybrać odpowiednią długość igieł i cieszyć się efektami!

Badania naukowców wykazują iż metoda to doprowadza do redukcji blizn aż o 80%.

## Jaką wybrać długość igieł??

Igły długości 0,5mm działają na: **polepszenie cery, wygładzenie zmarszczek, rozjaśnienie przebarwień, cellulit, wprowadzanie preparatu kosmetycznego, zmniejszenie porów, rozstępy, blizny**

Igły długości 1mm działają na: rozjaśnienie przebarwień, cellulit, rozstępy

Igły długości 1,5mm działają na: cellulit, rozstępy

Igły długości 2mm działają na cellulit

TUTAJ KUPUJESZ DŁ IGIEŁ: 0,5MM

długość igieł	0.2mm	0.5mm	1.0mm	1.5mm	2.0mm
regeneracja komórek	x				
polepszenie cery	x	x			
wygładzanie zmarszczek		x			
rozjaśnianie przebarwień		x	x		
cellulit		x	x	x	x
wprowadzanie preparatu kosmetycznego	x	x			
zmniejszanie porów		x			
rozstępy		x	x	x	
zapobieganie łysieniu	x				

## Rezultaty stosowania Derma Roller o długość igieł : 1,5 mm

### Modeluje sylwetkę

**Redukuje cellulit i wszelkie nierówności (zgrubienia)podskórne**

**Pomaga odbudować prawidłowe napięcie skóry**

### Wizualnie redukuje blizny i rozstępy

**Jak często używać Derma Roller??**

**(częstotliwość zabiegów)**

Igły długości 0,5mm mogą być używane tylko raz lub dwa razy w tygodniu na tym samym obszarze skóry.

Igły długości 1mm można stosować raz na dwa tygodnie na tym samym obszarze skóry

Igły długości 1,5mm mogą być używane tylko raz na trzy do czterech tygodni na tym samym obszarze skóry

Są to ogólne wytyczne. Mężczyźni na ogół mają grubsza skórę i mogą stosować zabiegi nieco częściej. Niektóre części ciała, takie jak plecy, pośladki również charakteryzują się grubsza skórą niż inne obszary, i tam można skrócić nieco odstępy między kolejnymi zabiegami.

### Trwałość Derma Rollera

Po pewnym czasie igły Rollera ulegają naturalnemu stępieniu. Okres trwałości igieł uzależniony jest między innymi od tego, jak często go używamy, jak duże jest walcowanie powierzchni skóry, jak wiele razy rolujemy skórę podczas jednego zabiegu, jak twardą i grubą masz skórę, z jaką siłą przeprowadzasz zabieg. Derma Roller może być używany wielokrotnie i wystarczy na wiele miesięcy zabiegów, w niektórych przypadkach intensywnej pracy, trzeba liczyć się z zużyciem około dwóch rolek na rok. Ja swój Derma Roller mam już ponad rok i nadal jestem z niego zadowolona!)

**Przebieg zabiegu:**

Zabieg z użyciem Derma Rollera jest niezwykle prosty i możliwy do samodzielnego wykonania w domu.

Przy systematycznym stosowaniu zapewnia bardzo dużą efektywność. Pierwsze zauważalne efekty mogą być widoczne już w przeciągu tygodnia stosowania!!! Wszystko zależy od tego jakie wady chcemy skorygować, zniwelować. Nie jest prawdą że im częściej wałkujemy skórę tym lepsze efekty uzyskamy. Skóra wymaga regeneracji po każdym z pojedynczych zabiegów. Bardzo dobre wyniki (usunięcie cellulitu, rozstępów) pojawiają się dopiero po kilku mies. Istotne jest aby trzymać się harmonogramu i nie poddawać się po kilku zabiegach

1. Skóra jest niezwykle delikatna i nakuwanie jej musi być przeprowadzane z wyczuciem.

2. Aby zmiękczyć skórę, w celu ułatwienia igłom jej penetracji i tym samym zachowania ostrości igieł na dłużej, weź gorącą kąpiel lub długi gorący prysznic tuż przed wałkowaniem. Możesz też po prostu nawilżyć twarz gorącą parą, jeśli planujesz zabieg twarzy.


3. Dezynfekcja miejsca które będziemy leczyć (skóra na twarzy musi być wcześniej oczyszczona, następnie później zdezynfekowana (posłuży Ci do tego spirytus salicylowy)

4. Wałkujemy mniej więcej dziesięć razy we wszystkie możliwe strony: w górę i w dół, w prawo i w lewo, oraz na skosy, zarówno z jednej jak i z drugiej strony.

5. Czas zabiegu wałkowania od 7-20min

6. Mikrouszkodzenia w skórze dodatkowo pozwolą na lepsze penetrację preparatów odżywczych do skóry właściwej.

7. Po wykonaniu wałkowania należy zaaplikować odżywczy preparat kosmetyczny, oraz zdezynfekować derma roller



1. Średnio 10 razy pionowo i poziomo
2. Ukośnie przy takiej samej intensywności zajmującej takie same obszary w obu kierunkach.

**Jakie preparaty stosować do zabiegu z Derma Roller??**

Do zabiegów z Derma Rollerem należy stosować silnie odżywczy preparat, wówczas jego składniki wnikną w głąb skóry.

**polecamy przede wszystkim: kolagen, kolagen z elastyną, kwas hialuronowy, potrójny kwas hialuronowy**

DZIĘKI DERMA ROLLER KAŻDY PREPARAT NAKŁADANY NA SKÓRĘ BĘDZIE O 1000% LEPIJ I SZYBCIEJ DZIAŁAŁ!!

www.rodzinnoscialo.pl