

Derma Roller MT aż 540 igieł 1 mm SUPER CENA



Cena :
79,00 zł
34,99 zł

Stan magazynowy : **bardzo wysoki**
 Średnia ocena : **brak recenzji**

Osiągnij w domu efekty jak po wizycie w salonie kosmetycznym!!!! Tak to możliwe!!! Zabieg MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA (w salonie koszt 1 zabiegu wynosi 200-250zł) W salonie do zabiegu wykorzystuje się przyrząd: Derma Roller. Identyczny zabieg teraz zrobisz sama w domu!! Wystarczy że kupisz Derma Roller !!

Co to jest Derma Roller???

Derma Roller Titanium zgts to urządzenie do wykonywania mezoterapii mikroigłowej. Jest to wałek pokryty dużą ilością mikroskopijnych igieł wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej. Jest to urządzenie bezpieczne i sterylne ,bez obaw może być używane w domu jak i w gabinetach kosmetycznych. Derma Roller jest najlepszą alternatywą do inwazyjnych drogich zabiegów chirurgii plastycznej i laseroterapii.

NAJNOWSZY Derma Roller firmy MT

Ilość igieł: **AŻ 540**

Długość igieł :**1mm**

Bezpieczeństwo : Europejski Znak jakości Certyfikat CE

Sterylnie
 pakowane



Co daje stosowanie Derma Rollera??

Poprzez masowanie i jednoczesne nakłuwanie skóry dermaroller pobudza wytwarzanie kolagenu i elastyny, co odmładza skórę , poprawia nawilżenie i stymuluje naturalne procesy leczenia skóry. Mikrouszkodzenia w skórze dodatkowo pozwalają na lepszą penetrację preparatów odżywczych do skóry właściwej. Rollowanie powoduje powstawanie na skórze mikrokanalików , dzięki którym kremy i inne kosmetyki łatwiej się wchłaniają i ich działanie jest o wiele bardziej efektywne. Nakładany preparat wchodzi głęboko w głąb w skórę.

Derma Roller doskonale więc sprawdza się przy leczeniu blizn pooperacyjnych, jak również zmarszczek, rozstępów, cellulitu i przebarwień skórnych. Badania naukowców wykazują iż metoda to doprowadza do redukcji blizn aż o 80%.

Rezultaty stosowania Derma Roller zgts długość igieł : 1mm

Modeluje sylwetkę

Redukuje cellulit i wszelkie nierówności (zgrubienia) podskórne

Pomaga odbudować prawidłowe napięcie skóry

Wizualnie redukuje blizny i rozstępy

NAJNOWSZY DERMA ROLLER MT POSIADA AŻ 540 IGIEŁ

Derma Roller MT z 540 igłami to najnowszy i najbardziej zaawansowany rodzaj dermarollera na rynku.

Jako jedyny Derma Roller posiada aż 540 igiełek (prawie 3 razy więcej igiełek niż standardowe rolki)

Przy użyciu tego Derma Rollera zabieg jest jest szybszy i bardziej komfortowy

Zabieg zwykłym Derma Rollerem trwa 7-20 min , natomiast Derma Roller Mt 540 wykonuje tę samą liczbę mikronakłuć w czasie trzykrotnie krótszym czyli 7-10 min co stanowi ogromną oszczędność czasu.

Zauważono że największe odczucie bólu występuje przy nakłociu pojedynczą igłą-im gęściejsze dziurki tym wrażenia bólowe są mniej odczuwalne.

Jaką wybrać długość igieł??

Igły długości 0,5mm działają na :polepszenie cery, wygładzenie zmarszczek, rozjaśnienie przebarwień, cellulit, wprowadzanie preparatu kosmetycznego, zmniejszenie porów, rozstępy, blizny

Igły długości 1mm działają na: rozjaśnienie przebarwień, cellulit, rozstępy

Igły długości 1,5mm działają na :cellulit, rozstępy

TUTAJ KUPUJESZ DŁ IGIEŁ: 1MM

| długość igieł | 0.2mm | 0.5mm | 1.0mm | 1.5mm | 2.0mm |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| regeneracja komórek | x | | | | |
| polepszenie cery | x | x | | | |
| wygładzanie zmarszczek | | x | | | |
| rozjaśnianie przebarwień | | x | x | | |
| cellulit | | x | x | x | x |
| wprowadzanie preparatu kosmetycznego | x | x | | | |
| zmniejszanie porów | | x | | | |
| rozstępy | | x | x | x | |
| zapobieganie łysieniu | x | | | | |

Jak często używać Derma Roller??

(częstotliwość zabiegów)

Igły długości 0,5mm mogą być używane tylko raz lub dwa razy w tygodniu na tym samym obszarze skóry.

Igły długości 1mm można stosować raz na dwa tygodnie na tym samym obszarze skóry

Igły długości 1,5mm mogą być używane tylko raz na trzy do czterech tygodni na tym samym obszarze skóry

Są to ogólne wytyczne. Mężczyźni na ogół mają grubsza skórę i mogą stosować zabiegi nieco częściej. Niektóre części ciała, takie jak plecy, pośladki również charakteryzują się grubsza skórą niż inne obszary, i tam można skrócić nieco odstępy między kolejnymi zabiegami.

Trwałość Derma Rollera

Po pewnym czasie igły Rollera ulegają naturalnemu stępieniu. Okres trwałości igieł uzależniony jest między innymi od tego , jak często go używamy, jak duże jest walcowanie powierzchni skóry, jak wiele razy rolujemy skórę podczas jednego zabiegu, jak twardą i grubą masz skórę, z jaką siłą przeprowadzasz zabieg. Derma Roller może być używany wielokrotnie i wystarczyć na wiele miesięcy zabiegów, w niektórych przypadkach intensywnej pracy ,trzeba liczyć się z zużyciem około dwóch rolek na rok.Ja swój Derma Roller mam już ponad rok i nadal jestem z niego zadowolona;)

Przebieg zabiegu:

Zabieg z użyciem Derma Rollera jest niezwykle prosty i możliwy do samodzielnego wykonania w domu.

Przy systematycznym stosowaniu zapewnia bardzo dużą efektywność.Pierwsze zauważalne efekty mogą być widoczne już w przeciągu tygodnia stosowania!!! Wszystko zależy od tego jakie wady chcemy skorygować ,zniwelować. Nie jest prawdą że im częściej wałkujemy skórę tym lepsze efekty uzyskamy. Skóra wymaga regeneracji po każdym z pojedynczych zabiegów. Bardzo dobre wyniki (usunięcie cellulitu,rozstępów) pojawiają się dopiero po kilku mies. Istotne jest aby trzymać się harmonogramu i nie poddawać się po kilku zabiegach

1.Skóra jest niezwykle delikatna i nakłuwanie jej musi być przeprowadzane z wyczuciem.

2.Aby zmiękczyć skórę , w celu ułatwienia igłom jej penetracji i tym samym zachowania ostrości igieł na dłużej, weź gorącą kąpiel lub długi gorący prysznic tuż przed wałkowaniem. Możesz też po prostu nawilżyć twarz gorącą parą, jeśli planujesz zabieg twarzy.



3.Dezynfekcja miejsca które będziemy leczyć (skóra na twarzy musi być wcześniej oczyszczona , następnie później zdezynfekowana(posłuży Ci do tego spirytus salicylowy)

4.Wałczkujemy mniej więcej dziesięć razy we wszystkie możliwe strony: w górę i w dół , w prawo i w lewo, oraz na skosy ,zarówno z jednej jak i z drugiej strony.

5.Czas zabiegu wałczkowania od 7-10min

6.Mikrouszkodzenia w skórze dodatkowo pozwolą na lepsze penetrację preparatów odżywczych do skóry właściwej.

7.Po wykonaniu wałczkowania należy zaaplikować odżywczy preparat kosmetyczny, oraz zdezynfekować derma roller



1. Średnio 10 razy pionowo i poziomo
2. Ukośnie przy takiej samej intensywności zajmującej takie same obszary w obu kierunkach.

Jakie preparaty stosować do zabiegu z Derma Roller??

Do zabiegów z Derma Rollerem należy stosować silnie odżywczy preparat ,wówczas jego składniki wnikną w głąb skóry.
polecamy przede wszystkim: kolagen, kolagen z elastyną, kwas hialuronowy, potrójny kwas hialuronowy
 DZIĘKI DERMA ROLLER KAŻDY PREPARAT NAKŁADANY NA SKÓRĘ BĘDZIE O 1000% LEPIEJ I SZYBCIEJ DZIAŁAŁ!!



www.zadbajocielo.pl